

### ● PUNCIÓN CON MICRO-AGUJAS PARA ELLA Y PARA ÉL

La piel se compone de tres capas; la epidermis con su capa córnea, la dermis (corion) y la subcutánea (hipodermis). El espesor de cada capa es muy diferente y depende de la parte del cuerpo, de la edad y del género del individuo.



También es importante considerar la longitud de las micro-agujas y el modelo del rodillo, ya sea el cosmético, el médico o el de tratamiento quirúrgico, dependiendo del nivel de la capa que se quiera tratar.

### ● MICRO-PUNCIÓN COSMÉTICA

Es una práctica técnica de rejuvenecimiento de la capa superficial de la epidermis **no invasiva**, puesto que la epidermis no presenta nervios ni vasos sanguíneos.



Los estudios clínicos han demostrado que la absorción **de los sueros o geles se incrementa hasta que 100 veces más cuando** se aplican con el rodillo.

### ● MICRO-PUNCIÓN MÉDICA

En este procedimiento, el médico penetra en las capas más profundas de la piel. Aproximadamente 45 minutos antes del tratamiento, el médico puede aplicar una crema anestésica adaptada al tipo de piel del paciente y dependiendo de su sensibilidad y la intensidad del tratamiento. Asimismo, en caso de ser necesario, el médico puede sugerir otro procedimiento anestésico.



Podemos, a petición del paciente, facilitar los contactos de médicos experimentados que proporcionan la micro-punción médica.

## IB Skin-Roller™

### Cosmético

0,20 mm de longitud  
IB Skin-Roller Cosmético para uso personal

- Estimula la piel
- Se intensifica la absorción de sueros o geles
- Regenera las células en un corto tiempo con productos adecuados
- Efectividad de los productos para el cuidado diario
- Oro, ideal para pieles sensibles

### Médico

Desde 1,00 mm de longitud  
IB Skin-Roller Médico para uso exclusivo médico profesional

- Estimula la piel
- Se intensifica la absorción de sueros o geles
- Regenera las células en un corto tiempo con productos adecuados
- Alisa y tensa la piel
- Aclara las manchas del rostro causadas por el sol u otros agentes con productos adecuados
- Minimiza las arrugas
- Reduce las líneas de expresión
- Activa el colágeno presente en el cuerpo
- Suaviza las cicatrices causadas por el acné

### Exclusión de responsabilidad

Atención: Aún cuando muchos de nuestros clientes experimentados recomiendan el uso del rodillo Skin para el cuidado de la piel, no podemos garantizar un tratamiento exitoso. Úselo bajo su responsabilidad, teniendo en cuenta las recomendaciones y las contraindicaciones.

### Recomendaciones de otros especialistas

En el campo cosmetológico del cuidado de la piel, podemos encontrar mucha información sobre "Mirco Needeling", también llamada micro punción, argumentada por otros autores diferentes a la nuestra. Sin embargo, nuestros datos e informaciones están basados en una ardua experiencia, conocimiento y el resultado del trabajo en equipo de esteticistas, dermatólogos y médicos.

**¡ La piel de cada persona es única !**

**Para conseguir mejores resultados, consulte un dermatólogo.**

Edición 13 marzo de 2013

© by Intense Beauty 2013

Exclusive Distributor: Intense Beauty GmbH  
Weinberghoehe 36a | CH - 6340 Baar/Zug | Switzerland  
Tel + 41 41 710 66 60 | Fax + 41 41 710 66 61  
info@intense-beauty.com

www.intense-beauty.com

Se acepta el error. Todos los derechos reservados.



Belleza con  
el IB Skin-Roller™

*Intensifica el cuidado  
de su piel de manera  
fácil, eficaz y rápida.*

Una solución micro-punción sin dolor  
para todos tipos de pieles y edades.

## RECOMENDACIONES para la Micro-Punción (Cosmético)

El IB Skin-Roller™ está diseñado por razones de higiene, para uso personal y no debe ser compartido con otras personas. Antes y después del uso, limpie a fondo las 192 micro-agujas del cabezal del rodillo. No coloque nunca las micro-agujas sobre una superficie dura y manéjelas con cuidado. Tenga en cuenta las contraindicaciones. Utilice únicamente según las indicaciones.

Si observa alguna reacción desfavorable en la piel, o siente alguna sensibilidad, suspenda inmediatamente su uso, hasta que la piel regrese a su estado normal. Mantenga el rodillo fuera del alcance de los niños.

### ● Utilícelo preferiblemente en la noche

La noche es el momento ideal para el tratamiento, puesto que los poros tienen suficiente tiempo para cerrarse (aproximadamente 6-8 horas). Utilice el rodillo en su rutina nocturna para el cuidado de la piel.

### ● Mantenga la higiene

Lávese bien las manos, las áreas de la piel, así como el rodillo antes de su uso (con una solución de limpieza adecuados).

### ● No lo utilice en las zonas sensibles

El IB Skin-Roller no debe ser utilizado en las áreas como los ojos, párpados móviles y los labios y úselo con mucho cuidado en el área de la laringe.

### ● No aplique mucha presión

No aplique presión para obtener excelentes resultados. El uso regular del rodillo es indispensable para obtener los resultados deseados.

### ● Utilícelo productos adecuados

Asegúrese que los productos utilizados después de la punción de la piel, estén libres de fragancias y aditivos tales como emulsionantes, aceites minerales, conservantes y colorantes que puedan causar reacciones alérgicas.

### ● Limpie y seque adecuadamente el IB Skin-Roller

Lave el IB Skin-Roller antes y después de cada uso con agua caliente del grifo. Deje secar. Limpie también el rodillo una vez por semana con una solución desinfectante no corrosiva (no sumerja en la solución). No guarde el IB Skin-Roller mientras esté húmedo. Coloque el rodillo en la cuenca de la tapa para su secado. Una vez que esté completamente seco, vuelva a colocar la tapa de protección y almacene el rodillo en la caja prevista.

### ● Contraindicaciones (Micro-Punción Cosmético)

No aplique en las zonas donde se detecten lunares y verrugas, ni en heridas abiertas, infecciones, piel problemática, inflamaciones, acné activo, eczema, herpes, psoriasis, soriasis, queratosis solar, queratosis actínica, rosácea, queratosis solar, queloides, cáncer de piel, enfermedades malignas, vasculares y de cicatrización, embarazo. En caso de estar utilizando medicamentos para el dolor, fiebre, diabetes, vitamina E en altas dosis o cualquier tipo de fármaco; por favor consulte a su médico.

## INSTRUCCIONES PARA SU CARA



Utilice el rodillo después de la limpieza y la tonificación, y antes de aplicar los hidratantes o algún producto especializado. Divida el rostro en zonas, comenzando con el lado derecho, y luego repite lo mismo en el lado izquierdo. Pase el rodillo de acuerdo a la ilustración A o B de 2 a 5 veces, antes de continuar en la siguiente zona. Después del tratamiento la piel puede verse rosada. **Generalmente cinco minutos son suficientes para el rostro y el cuello.**




### ● ELIJA SU TÉCNICA DE TRATAMIENTO

Siga las instrucciones de acuerdo a la sensibilidad de su piel. El método A es más intenso y para áreas con problemas, el método B es más suave.

### MÉTODO A - INTENSE (más intenso)

Divida la zona a tratar en varias secciones: la frente, la nariz, las mejillas, la boca y los laterales derecho e izquierdo del cuello.



Comience por una pequeña zona de la frente y pase el rodillo horizontalmente de 2 – 5 veces. Repita el procedimiento de forma vertical, diagonal a la derecha y diagonal a la izquierda. Gradualmente muévase hasta cubrir toda la zona de la frente. Después, pase el rodillo en la forma descrita anteriormente por cada zona de la cara y el cuello.

### MÉTODO B - GENTLE (más suave)

- 1 Desplace el rodillo de arriba hacia abajo verticalmente en la zona lateral derecha del cuello. ¡Cuidado con la laringe!
- 2 A continuación, a partir de la mitad de su barbilla y siguiendo el contorno de la línea de la mandíbula, desplace el rodillo desde el centro de la barbilla hacia su oreja derecha aproximadamente 5 - 10 veces para cada segmento de la cara, en las dos direcciones. ¡No punción en la area de los ojos y los labios!
- 3 Ahora desplace el rodillo sobre el área de la barbilla y los pómulos en dirección vertical (de arriba hacia abajo) hasta el límite inferior del párpado. Repita este proceso hasta llegar a la oreja derecha. Presione sus labios firmemente juntos para que pueda rodar sobre el área por encima de los labios con facilidad.
- 4 Continúe en la zona de la entreceja y desplace el rodillo suavemente a lo largo de la nariz, solamente hacia abajo.
- 5 Comience desde el inicio de las patas de gallo en forma horizontal de las dos direcciones, hasta llegar a la parte media de la oreja.

- 6 Posteriormente, ruede desde el inicio de las patas de gallo en forma vertical de arriba hacia abajo hasta llegar a la parte media de la oreja.
- 7 Coloque el rodillo sobre las cejas y deslícelo en forma horizontal de derecha a izquierda y viceversa, cubriendo toda la zona de la frente hasta la entrada del cabello.
- 8 Continúe con el rodillo en forma vertical de arriba a abajo en toda la zona de la frente desde las cejas hasta la entrada del cabello, en la misma dirección.

9 Repita los pasos descritos desde el primero hasta el octavo en el lado izquierdo de la cara y el cuello.

10 Después del tratamiento con las micro-agujas, aplique suficiente cantidad de gel o suero de su preferencia en el rostro. Cuando el gel o el suero hayan sido absorbidos completamente, usted podrá realizar su rutina habitual para el cuidado de su piel. Después del tratamiento evitar la luz solar directa y recuerde el uso del protector solar (protector solar de amplio espectro).

### ● INTENSIDAD DE LA APLICACIÓN (Cosmético)

Normalmente la piel necesita un periodo de tiempo para adaptarse al tratamiento; por eso se recomienda que al inicio se realice 1 a 2 veces por semana y posteriormente podrá ser usado cada noche.

### ● TAMBIÉN PARA OTRAS PARTES DEL CUERPO

El IB Skin-Roller puede ser empleado en otras partes del cuerpo tales como: el escote, las manos, los antebrazos, las nalgas y otras áreas problemáticas.



### ● IB SKIN-STAMPS TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES PARA ESPECÍFICO ÁREAS PEQUEÑAS

Por ejemplo alrededor del labio y los ojos.

**IB rodillos y skin-stamps de oro están:  
bañados en oro • único • elegante • durable  
auto clavable • fácil de limpiar**

\* Ninguna punción en esta área